


Mrps27 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92552

Artikelnummer: CM0014284



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes MRPS27 (mitochondriales ribosomales Protein S27), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Human-, Maus- und Rattenproben. Forschungsanwendung in der mitochondrialen Translation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S27mt; MRP-S27; MRPS27
Spezies	Human
GenID (Human)	23107
GenID	23107
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 255-414 von humanem MRPS27 (NP_055899.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92552
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel