

Mrps36 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, Elisa - P82909

Artikelnummer: CM0024671

Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen humanes MRPS36/Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase-Komponente 4, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für Human-, Ratten-Proben. Ideal für Studien zum mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS36 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MRPS36; DC47; MRP-S36; mitochondriales ribosomales Protein S36
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6183
GenID (Ratte)	92259
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-103 von humanem MRPS36 (NP_150597.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P82909
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel