


Msr1/Sra/Sr-A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P21757

Artikelnummer: CM0024234



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MSR1 (CD204/Scavenger-Rezeptor A) gerichtet ist. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Validiert für WB, IF-P und ELISA. Immunogen: rekombinantes Protein (aa 90-274 von humanem MSR1). Nützlich für die Arteriosklerose- und angeborene Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4481
GenID	4481
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 90-274 von humanem MSR1 (NP_619729.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21757
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel