

Mst4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P289

Artikelnummer: CM0003387



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen MST4 (STK26), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Zellwachstumsregulation, Apoptose und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MST4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MASK; MST4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51765
Gen-ID	51765
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 317-416 von menschlichem MST4 (Q9P289) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P289
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel