

Mt-Co3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Mt-Co3 Kaninchen Pab

Artikelnummer: CM0025859

Einführung

Kaninchen-anti-MT-CO3 polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen, reagierend mit Maus- und Rattenarten. Dieser Antikörper wird gegen ein synthetisches Peptid hergestellt, das den Aminosäuren 1-100 der Maus-MT-CO3 (NP_904334.1) entspricht. Geeignet für mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-CO3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COX3; MT-CO3
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	4514
Gen-ID	17710
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der Maus-MT-CO3 (NP_904334.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eistüte