


## Mt-Nd1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper (Anti-Nadh-Dehydrogenase-Untereinheit 1) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03886

Artikelnummer: CM0023472



### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes MT-ND1 (NADH-Dehydrogenase-Untereinheit 1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielmolekulargewicht 36 kDa. Ideal für Forschung zum mitochondrialen Komplex I.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MT-ND1 Kaninchen pAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | MTND1; ND1; MT-ND1                                                                                                     |
| Art               | Mensch                                                                                                                 |
| GenID (Mensch)    | 4535                                                                                                                   |
| GenID             | 4535                                                                                                                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MT-ND1 entspricht (YP_003024026.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                    |
| SWISS             | P03886                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 36 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                              |