


Mt-Nd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P03888

Artikelnummer: CM0025788



Einführung

Hochwertiger MT-ND1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt die NADH-Ubichinon-Oxidoreduktase-Kette 1 von Mensch und Maus, eine Schlüsseluntereinheit des mitochondrialen Komplex I. Ideal für mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Trnl; MT-ND1
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	4535
Gen-ID	17716
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P03888
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel