

Mt-Nd3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - Mt-Nd3

Artikelnummer: CM0030955

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen MT-ND3, gewonnen gegen ein synthetisches Peptid im Aminosäurenbereich 1-100 von Maus-MT-ND3. Validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht 13 kDa. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Komplex I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MT-ND3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ND3; MT-ND3
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	4537
Gen-ID (Maus)	17718
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz im Aminosäurenbereich 1-100 von Maus-MT-ND3 (NP_904335.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel