

Mt-Nd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Mt-Nd4

Artikelnummer: CM0030179

Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper richtet sich spezifisch gegen MT-ND4 (ND4), eine Kernuntereinheit des mitochondrialen Komplexes I. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen erkennt er Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen Funktion und Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ND4; MT-ND4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	4538
Gen-ID (Maus)	17719
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 360-459 von Maus-MT-ND4 (NP_904337.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel