


Mtap Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13126

Artikelnummer: CM0006213



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MTAP für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Methionin-Recycling- und Polyamin-Biosynthesewegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTAP Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4507
GenID	4507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-283 des humanen MTAP (NP_002442.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13126
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel