

Mtf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y483

Artikelnummer: CM0025096



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MTF2, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für PRC2-Komplex-Studien und ES-Zell-Differenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTF2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	M96; PCL2; TDRD19A; dj976O13.2; MTF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22823
GenID	22823
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 von humanem MTF2 (NP_001157864.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y483
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel