

Mthfr Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42898

Artikelnummer: CM0018491



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Methylenetetrahydrofolat-Reduktase (MTHFR), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Unentbehrlich für die Untersuchung des Folat- und Methioninstoffwechsels sowie verwandter Krankheitsvarianten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTHFR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTHFR
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4524
GeneID	4524
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 des humanen MTHFR (NP_005948.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P42898
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel