


Mtif2 Kaninchen Pak - P46199

Artikelnummer: CM0023498



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen den mitochondrialen Translationsinitiationsfaktor IF-2 (MTIF2), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen Proteinsynthese und verwandter Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTIF2 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	MTIF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4528
GenID	4528
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 428-727 von humanem MTIF2 (NP_002444.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46199
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel