

Mtif2 Kaninchen Pab - P46199

Artikelnummer: CM0023468

Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen den mitochondrialen Translationsinitiationsfaktor IF-2 (MTIF2), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Proteinsynthese und verwandter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTIF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTIF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4528
GenID	4528
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 428-727 des humanen MTIF2 (NP_002444.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46199
Proteinmasse	81 kDa
Versand	Eispackung