

Mtor Kaninchen-Pab - P42345

Artikelnummer: CM0019663



Einführung

mTOR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte. Zentraler Regulator des Zellwachstums und des Stoffwechsels; geeignet für Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	mTOR Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2475
GenID	2475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem mTOR (NP_004949.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42345
Proteingewicht	289kDa
Versand	Eisbeutel