

Mtx1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper (Pab) Für Wb, Elisa - Q13505

Artikelnummer: CM0024701

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen MTX1 (Metaxin-1), ein mitochondriales Außenmembranprotein, das am Proteinimport beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum mitochondrialen Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MTX; MTXN; MTX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4580
GenID	4580
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 186-435 des menschlichen MTX1 (NP_942584.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13505
Proteinmasse	51 kDa
Versand	Eisbeutel