

Mx1-Kaninchen-Pab - P20591

Artikelnummer: CM0021127



Einführung

Interferon-induziertes GTP-bindendes Protein Mx1, polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem MX1. Ideal für die Erforschung der antiviralen angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MX1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	MX; MxA; IFI78; IFI-78K; IncMX1-215; MX1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4599
GeneID	4599
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 200-300 des humanen MX1 (NP_001171517.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P20591
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku