

Myb-Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - P10242

Artikelnummer: CM0017661

Einführung

Polyklonaler MYB-Kaninchenantikörper (P10242) für WB und ELISA. Gewonnen aus einem synthetischen Peptid-Immunogen innerhalb der Aminosäuren 380-640 des menschlichen MYB. Geeignet für menschliche Proben in der Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	efg, Cmyb, c-myb, c-myb_CDS, MYB
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4602
GeneID	4602
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 380-640 des menschlichen MYB entspricht (NP_005366.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10242
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel