

Myf5 Kaninchen Pab Für Wb - P13349

Artikelnummer: CM0022330



Einführung

MYF5 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem MYF5, einem Transkriptionsfaktor, der für die Muskel differenzierung entscheidend ist. Ideal für die Myogenese-Forschung und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EORVA; bHLHc2; MYF5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4617
Gen-ID	4617
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 143-220 von humanem MYF5 (NP_005584.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P13349
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel