

Myf6-Kaninchen-Pab Für Wb Und Elisa - P23409

Artikelnummer: CM0013270

Einführung

Der MYF6-Kaninchen-pAb (P23409) ist ein polyklonaler Antikörper für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Er erkennt humanes, murines und Ratten-MYF6, einen 27-kDa-Transkriptionsfaktor, der für die Differenzierung der Skelettmuskulatur entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYF6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CNM3; MRF4; myf-6; bHLHc4; MYF6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4618
GeneID	4618
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 80-180 des humanen MYF6 (NP_002460.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23409
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku