

Myh10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P35580

Artikelnummer: CM0015151



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MYH10 (Myosin-10), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes MYH10 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 229 kDa. Ideal für Studien zur Zellmotilität, Zytokinese und dem Viruseintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH10 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NMMHCB; NMMHC-IIB; MYH10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4628
Gen-ID	4628
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1908-2007 von humanem MYH10 (NP_001242941.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35580
Proteingewicht	229kDa
Versand	Eisbeutel