


Myh14 Kaninchen Mab Für Wb, If-P, Elisa - Q7Z406

Artikelnummer: CM0004360



Einführung

MYH14 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF-P, ELISA; reaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Zytokinese, Zellform und Funktionen von Nicht-Muskel-Myosin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH14 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	DFNA4; MHC16; MYH17; PNMHH; DFNA4A; Myosin; FP17425; NMHC II-C; NMHC-II-C; MYH14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79784
GenID	79784
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von menschlichem MYH14 (NP_079005.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z406
Proteinmasse	228 kDa
Versand	Eispackung