

## Myh6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P13533

Artikelnummer: CM0010574

### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MYH6 (alpha-MHC) geeignet für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Für Studien zur Herzmuskelkontraktion und kardiomyopathieassoziierten Mutationen. SWISS: P13533.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MYH6 Kaninchen mAk                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC                                                                   |
| Spezies           | Human                                                                                                               |
| GeneID (Human)    | 4624                                                                                                                |
| GeneID            | 4624                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 160-260 von humanem MYH6 entspricht (NP_002462.2) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                         |
| SWISS             | P13533                                                                                                              |
| Protein-Gewicht   | 224 kDa                                                                                                             |
| Versand           | Eistasche                                                                                                           |