

Myh6/A-Mhc Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P13533

Artikelnummer: CM0018022

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen MYH6/ α -MHC, validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Herzmuskelforschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH6/ α -MHC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASD3, MYHC, SSS3, CMH14, MYHCA, CMD1EE, α -MHC, MYH6/ α -MHC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4624
Gen-ID	4624
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von menschlichem MYH6/ α -MHC entspricht (NP_002462.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13533
Proteinmasse	224 kDa
Versand	Eisbeutel