


Myh6/A α -Mhc Kaninchen-Mak - Q02566

Artikelnummer: CM0010348



Einführung

Anti-MYH6/A α -MHC Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-Myosin-6 (alpha kardialer Myosin-Schwerketten). Ideal für die Forschung an kardialen Kontraktionsmechanismen und Muskelbiologie. SWISS: Q02566.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH6/A α -MHC Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4624
GenID	17888
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 621-720 von Maus-MYH6/A α -MHC (NP_034986.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q02566
Proteingewicht	224 kDa
Versand	Eisbeutel