

MyL2-Kaninchen-Mab Für Wb, If-P, Elisa - P10916

Artikelnummer: CM0011507



Einführung

Der MYL2-Kaninchen-mAb ist ein monoklonaler Antikörper, der für WB, IF-P und ELISA validiert wurde. Er richtet sich gegen humanes MYL2 (MLC2) und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Herzmuskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYL2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4633
Gen-ID	4633
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10916
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku