

Mylk Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - Q15746

Artikelnummer: CM0008691



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MYLK (MLCK) für WB und ELISA. Geeignet für die Forschung an glatter Muskelkontraktion, Zellmigration und Entzündungsreaktion. Molekulargewicht 211 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYLK Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	KRP; AAT7; MLCK; MLCK1; MMIHS; MYLK1; MMIHS1; MYLK-L; smMLCK; MLCK108; MLCK210; MSTP083; MYLK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4638
GenID	4638
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1800-1900 von humanem MYLK (Q15746) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15746
Proteingewicht	211kDa
Versand	Eisbeutel