

Mylk3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q32Mk0

Artikelnummer: CM0026703

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MYLK3 (Cardiac-MLCK), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus, detektiert ein ~88 kDa Protein. Ideal für Studien zu kardialem Sarkomer und Kinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYLK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLCK; MLCK2; caMLCK; MYLK3
Spezies	Mensch
GeneID (human)	91807
GeneID	91807
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-200 von humanem MYLK3 (NP_872299.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q32MK0
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel