

Myo5A Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4I1

Artikelnummer: CM0025685



Einführung

MYO5A Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen rekombinantes humanes MYO5A-Protein erzeugt wurde. Validiert für WB und ELISA in Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Myosin-Va-Motorenfunktion, des Melanosomentransports und der neuronalen Polarisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYO5A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GS1; MYO5; MYH12; MYR12; MYO5A
Spezies	Human
GeneID (Human)	4644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 950-1150 von humanem MYO5A (NP_000250.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4I1
Proteingewicht	215kDa
Versand	Eistasche