


Myoc Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q99972

Artikelnummer: CM0024287



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes MYOC (Myocilin) gerichtet ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ideal für Forschung zu Glaukom, Zelladhäsion und Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYOC Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	GPOA; JOAG; TIGR; GLC1A; JOAG1; MYOC
Spezies	Human
GenID (Human)	4653
GenID	4653
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q99972
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel