

Myod1 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - P15172

Artikelnummer: CM0016729

Einführung

MyoD1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MyoD1 (SWISS: P15172) gerichtet ist, bietet eine zuverlässige Detektion in WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und unterstützt die Forschung zur Muskeldifferenzierung und Myogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MyoD1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	PUM; MYF3; MYOD; CMYP17; bHLHc1; MYODRIF; MyoD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4654
Gen-ID	4654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 226-300 von humanem MyoD1 (NP_002469.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P15172
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel