


Myoglobin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P02144

Artikelnummer: CM0003517



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Myoglobin (P02144) gerichtet ist, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Maus- und Ratten-Myoglobin. Wesentlich für Studien zum Sauerstofftransport, zur Muskelphysiologie und zur Nitritreduktase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Myoglobin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MYOSB; PVALB; Myoglobin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4151
GenID	4151
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 55-154 von humanem Myoglobin (P02144) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P02144
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel