

Myom2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54296

Artikelnummer: CM0019029

Einführung

MYOM2 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, gegen humanes MYOM2 hergestellt. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert er mit Maus und Ratte und eignet sich zur Untersuchung der Myofibrillen-M-Banden-Architektur und der Sarkomer-Organisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYOM2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TTNAP; MYOM2
Spezies	Human
GenID (Human)	9172
GenID	9172
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem MYOM2 (NP_003961.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P54296
Proteingewicht	165kDa
Versand	Eisbeutel