


Myot Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf9

Artikelnummer: CM0026831



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Myotilin (MYOT). Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Muskelzellen und Myofibrillen-Asseblierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYOT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MF3; TTID; TTOD; LGMD1; LGMD1A; MYOT
Spezies	Human
GeneID (Human)	9499
GeneID	9499
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 259-314 von humanem MYOT (NP_001129412.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBF9
Protein-Gewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel