

Myoz2 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npc6

Artikelnummer: CM0028597

Einführung

MYOZ2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, anwendbar in WB, IF/ICC, ELISA, der menschliches, murine und Ratten Myozenin-2 (Calsarcin-1) erkennt. Schlüsselrolle bei der Sarkomer-Z-Linien-Organisation und Calcineurin-Signalgebung, geeignet für Studien an Herz- und Skelettmuskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYOZ2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CS-1; CMH16; C4orf5; FATZ-2; MYOZ2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51778
GenID	51778
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPC6
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel