

N5-Methylcytidin Kaninchen Pab - M5C

Artikelnummer: CM0024615

Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen N5-Methylcytidin (m5C), eine zentrale RNA-Modifikation. Validiert für IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Human, unterstützt die epitranskriptomische Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N5-Methylcytidin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	m5C; N5-Methylcytidin
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend N5-Methylcytidin / m5C.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel