

N6-Methyladenosin / M6A Maus Mab - A19136

Artikelnummer: CM0003140

Einführung

N6-Methyladenosin (m6A) Maus monoklonaler Antikörper, validiert für Dot Blot (DB) und ELISA. Artspezifische Erkennung der m6A-RNA-Modifikation. Ideal für epigenetische Anwendungen und die RNA-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N6-Methyladenosin / m6A Maus mAb
Bemerkungen/Alias	N6-Methyladenosin; m6A; N6-Methyladenosin / m6A
Gen-ID (Mensch)	m6A
Immunogen	Chemische Verbindungen, die N6-Methyladenosin / m6A entsprechen
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Unabhängig von der Art
Versand	Eisbeutel