

N6-Methyladenosin (M6A) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Merip, Elisa, If/Icc, Db Und Nukleotid-Array

Artikelnummer: CM0000064

Einführung

Hochwertiger N6-Methyladenosin (m6A) Kaninchen-mAk für meRIP-, ELISA-, IF/ICC-, DB- und Nukleotid-Array-Anwendungen. Zeigt artenunabhängige Kreuzreaktivität. Geeignet für epitranskriptomische Studien und RNA-Modifikationskartierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N6-Methyladenosin / m6A Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	N6-Methyladenosin; m6A; N6-Methyladenosin / m6A
Gen-ID (Human)	m6A
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend N6-Methyladenosin / m6A
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Nukleotid-Array
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel