

N6-Methyladenosin (M6A) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Merip, Dot Blot, Elisa Und Nukleotidarray

Artikelnummer: CM0000050

Einführung

Speziesunabhängiger anti-m6A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für meRIP, Dot Blot, ELISA, IF/ICC und Nukleotidarray. Geeignet für die Erforschung von RNA-Modifikationen und die Entwicklung epitranskriptomischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	N6-Methyladenosin / m6A Kaninchen pAb
Anmerkungen / Alias	N6-Methyladenosin; m6A; N6-Methyladenosin / m6A
Gen-ID (Mensch)	m6A
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend N6-Methyladenosin / m6A
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Weitere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Nukleotidarray
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Eisbeutel