


Naa60 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7X0

Artikelnummer: CM0028487



Einführung

NAA60 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. N-alpha-Acetyltransferase 60 (NatF) acetyliert Transmembranproteine, essentiell für die Chromosomensegregation. Ideal für Krebs- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAA60 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HAT4; NatF; NAT15; hNaa60; NAA60
Spezies	Mensch (Human)
GenID (Mensch)	79903
GenID	79903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-184 von humanem NAA60 (NP_001077070.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H7X0
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel