

Naf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Hr8

Artikelnummer: CM0022331



Einführung

Erzeugt gegen ein rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 150-400 von menschlichem NAF1 entspricht, erkennt dieser Antikörper menschliches, murines und ratte NAF1 für Western Blot und ELISA-Anwendungen in der Ribosomenbiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NAF1
Spezies	Mensch
GenID	92345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 150-400 von menschlichem NAF1 (NP_612395.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96HR8
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel