

Naif1 Kaninchen Pab - Q69Yi7

Artikelnummer: CM0018421

Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen das 35 kDa große nukleäre Apoptose-induzierende Faktor 1 (NAIF1) Protein für WB- und ELISA-Anwendungen in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Apoptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAIF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	C9orf90; bA379C10.2; NAIF1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	203245
GenID	203245
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-110 des menschlichen NAIF1 (NP_931045.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q69YI7
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel