


Nanog Kaninchen Mab - Q80Z64

Artikelnummer: CM0012146



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-Nanog (Homeobox-Protein NANOG). Validiert für ELISA, WB, ChIP und intrazelluläre Durchflusszytometrie. Kreuzreagiert mit humanem Nanog. Ideal für Forschung im Bereich Stammzell- und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nanog Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	79923
GenID	71950
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-305 von Maus-Nanog (NP_082292.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	ELISA, WB, ChIP, FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q80Z64
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel