

Napsa Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - 096009

Artikelnummer: CM0026045

Einführung

Hochwertiger NAPSA-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Napsin-A-Funktion bei der Pneumozyten-Surfactant-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAPSA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; NAPSA
Spezies	Human
GenelD	9476
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 321-420 von humanem NAPSA (NP_004842.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	096009
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel