

Nat2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11245

Artikelnummer: CM0013388



Einführung

NAT2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem NAT2 (SWISS: P11245). Geeignet für Studien zum Arzneimittelstoffwechsel, zur Bioaktivierung von Karzinogenen und zur Pharmakogenomik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAT2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AAC2; PNAT; NAT-2; NAT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10
GenID	10
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 171-290 von menschlichem NAT2 (NP_000006.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11245
Proteinmolekulargewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel