

Polyklonaler Ncapd2-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15021

Artikelnummer: CM0022552

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-NCAPD2-Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Reaktivität in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Untereinheit 1 des Kondensin-Komplexes, essenziell für die Erforschung der Chromosomenkondensation und Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCAPD2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2; NCAPD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9918
Gen-ID	9918
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1250-1350 des menschlichen NCAPD2 (NP_055680.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB,ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15021
Proteingewicht	157 kDa
Versand	Kühlakku