


Ncoa4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13772

Artikelnummer: CM0004523



Einführung

NCOA4 Kaninchen monoklonaler Antikörper (Q13772), validiert für WB, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität in Human, Maus, Ratte. Ideal für Ferritinophagie, Eisenhomöostase und Studien zu nukleären Rezeptor-Coaktivatoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCOA4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RFG; ELE1; PTC3; ARA70; NCOA4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8031
Gen-ID	8031
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13772
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel