


Ncr3 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - O14931

Artikelnummer: CM0029910



Einführung

Hochwertiger NCR3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) für WB, ELISA. Reagiert mit humanem NCR3 (NKp30, 22kDa). Ideal für NK-Zell-Zytotoxizitäts- und Krebsimmunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30; NCR3
Spezies	Human
GeneID (human)	259197
GeneID	259197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-135 des humanen NCR3 enthält (NP_667341.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14931
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel