

Ncs1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P62166

Artikelnummer: CM0002129



Einführung

Rekombinanter NCS1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-neuronaler Kalziumsensor 1 mit einer vorhergesagten Bande von 22 kDa. Ideal für Forschung in den Neurowissenschaften und der Kalziumsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCS1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	FLUP; FREQ; NCS1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	23413
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 91-190 von menschlichem NCS1 (P62166) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62166
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel