

Ndp Kaninchen Pab - Q00604

Artikelnummer: CM0020859



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Norrin (NDP) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit menschlichem NDP. Ideal für Forschung zur retinalen Vaskularisierung und Wnt-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ND; EVR2; FEVR; NDP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4693
Gen-ID	4693
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-133 von menschlichem NDP (NP_000257.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q00604
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel